

## DLA KOGO JEST TEN ZABIEG?

W grupie pacjentek 40+ i 50+ pojawia się i nasila problem wiotczenia tkanek, nieuchronny nawet przy optymalnej wadze i zdrowym trybie życia. Nawet osoby szczupłe, aktywnie uprawiające sport, stosujące zdrową dietę i specjalistyczną pielęgnację z wiekiem zauważają utratę jędrności w miejscach, takich jak owal twarzy, szyja, ramiona, wewnętrzna strona ud, brzuch czy pośladki.

## CZEGO MOGĘ OCZEKIWAĆ?

Lifting HIFU2 napina skórę i zmniejsza jej wiotkość w sposób bezinwazyjny. Doskonały w miejscach, w których żadne inne zabiegi nie mogą zadziałać tak skutecznie. Zabieg w zależności od wybranej partii twarzy lub ciała trwa od około 0,5h do 1h i co najważniejsze można wykonywać go przez cały rok.

JUŻ DZIŚ ZAPYTAJ W SWOIM  
GABINECIE O **BTL HIPRO-V**:



BTLNET@BTLNET.PL  
BTLESTETYKA.PL



## BTL HIPRO-V

BO KAŻDE **CIAŁO**  
**MA** ZNACZENIE



**Ujędrnianie**  
wiotczającej skóry



# BTL HIPRO-V

Skoncentrowane fale ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości robią furorę wśród pacjentów, ponieważ ujędrniają i napinają nie tylko skórę, lecz także tkanki podskórne. Dzięki urządzeniu BTL HIPRO-V oraz technologii HIFU2 medycyna estetyczna pozyskała nieinwazyjną alternatywę dla skalpela, pozwalającą uniknąć ryzyka operacji i związanej z nią rekonwalescencji. Ciągłość skóry zostaje nienaruszona, podczas gdy na poziomie skóry właściwej i pod nią dochodzi do koagulacji tkanek, dającej efekt liftingu.



**DZIAŁA NA WSZYSTKIE  
PARTIE CIAŁA**



**WYRAŹNE  
EFEKTY**



**DUŻE BEZPIECZEŃSTWO  
ZABIEGU**



**ZABIEG  
CAŁOROCZNY**

## UJĘDRNIANIE WIOTCZEJĄCEJ SKÓRY?

To już nie problem! Efekt liftingu i odmłodzenia rysów następuje po dwóch-trzech miesiącach od zabiegu i jest wynikiem regeneracji tkanek. Proces ten uruchamia się dzięki kontrolowanej punktowej koagulacji wywołanej przez HIFU2. Fibroblasty zostają pobudzone do tworzenia nowych włókien kolagenowych. Dlatego przez kolejne miesiące po zabiegu wzrasta napięcie i ujędrnienie skóry.

## NA CZYM POLEGA ZABIEG?

W przeciwieństwie do laserów i innych technologii HIFU2 omija naskórek, aby dostarczyć energię na ściśle określoną głębokość. Fale przechodzą bezinwazyjnie przez wierzchnie warstwy i skupiają się punktowo dopiero wewnątrz skóry właściwej. Dochodzi do podgrzania tkanek do temperatury 65-75 stopni Celsjusza i punktowego obkurczenia włókien kolagenowych, które skracają się i dają pierwszy, natychmiastowy efekt lekkiego liftingu na poziomie będącym fundamentem skóry.

## BTL HIPRO-V

### TRWAŁE EFEKTY NA DŁUGI CZAS

